

VSG Region Sulgen, 25. Okt. 2021

Liebe Erziehungsberechtigte

Am Mittwoch, 27. Oktober, beginnt das präventiv-repetitive Testen.

Sie haben sich für die Testung Ihres Kindes entschieden, welche folgendermassen abläuft:

- Immer am Dienstag erhalten die Kinder das Testmaterial in der Schule und bringen es nach Hause.
- Am Mittwoch führt das Kind den Test nach Anleitung (siehe Rückseite) durch und bringt das Röhrchen (PCR-Speichelprobe) am Morgen zurück in die Schule.
- Die Schule leitet die gesammelten Röhrchen an das Labor weiter.
- Die Proben können nur am Mittwoch bis 8.15 Uhr abgegeben werden!
- Das Labor testet in einem ersten Schritt eine gesammelte Probe von 4-10 Kindern mit der Hälfte des Röhrcheninhalts. (PoolTestung)
- Bei einem positiven Resultat des Pools erfolgen Einzeltests mit der anderen Hälfte (Rückhalteprobe) aus den betroffenen Röhrchen.
- Die Eltern erhalten das Testresultat direkt per SMS oder E-Mail.
- Die Schule hat keine Einsicht in die einzelnen Testresultate.
- Das Contact Tracing des kantonsärztlichen Dienstes erhält die Ergebnisse.
- Bei positiven Tests werden die Massnahmen durch das Contact Tracing je nach Situation angeordnet.
- Gemäss gesetzlicher Vorgabe des Bundes werden positive Testergebnisse automatisch dem BAG gemeldet.

Bei einem negativen Testresultat ihres Kindes wird keine Quarantäne angeordnet, auch wenn positive Fälle in der Klasse entdeckt wurden.

**Genesene Personen sollten sich erst nach drei Monaten testen lassen.**

Abmeldungen oder Neuansmeldungen für die freiwillige Testung sind jederzeit mit schriftlicher Bestätigung der Eltern über die Klassenlehrperson möglich.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Schulleitungen der Primarschulen

Anna Heuberger, Jacqueline Gasser, Ruth Elsener, Michael Hefti





Film zur Anleitung der  
Entnahme einer Speichelprobe

Beschreibung auf der Rückseite  
des Briefes



Film: Anleitung Mundspülung

## Anleitung (visualisiert) Covid-19-Test zu Hause

	
wiederverschliessbaren Beutel öffnen und Trichterröhrchen entnehmen	
Röhrchen und Deckel bereitlegen	
Beschriftete Etikette (z.B. <i>Simon, 1.10.2009</i> ) <u>längs auf das Röhrchen kleben</u> (nicht auf den Beutel wie im Film gezeigt!).	
Ampulle mit Kochsalzlösung öffnen -> Kochsalzlösung direkt in den Mund geben und <b>60 Sekunden</b> bei geschlossenem Mund spülen, <b>nicht gurgeln</b> .	
Speichel vorsichtig über den Trichter ins Röhrchen geben, Vlies dient als Sicherheit für undichte Röhrchen, <b>nicht für das Mund Abwischen verwenden</b> , Röhrchen mit beigelegtem Schraubdeckel <b>gut</b> verschliessen.	
Röhrchen ca. <b>10-mal schwenken</b> , damit die Flüssigkeit gleichmässig verteilt wird.	
Verschlossenes Röhrchen in den Beutel legen und Beutel verschliessen.	
Trichter und Abfall entsorgen; Hände mit Seife waschen.	
<b>Beutel zur Schule bringen und der Lehrperson abgeben.</b>	

### Vorteile der Testorganisation im Thurgau

Probengewinnung zu Hause	Testung unter Aufsicht der Eltern im familiären Umfeld
Pooling im Labor	Schule sammelt die Proben ohne direkten Kontakt mit Inhalt
Rückhalteproben für Einzeltests bei positiven Pools	Keine zweite Speichelprobe nötig Zeitgewinn für Erhalt und Kommunikation der Ergebnisse bei Einzeltestung